

## ESTACIÓN INDIVIDUAL DE URGENCIA « Ref. SIU »



### Lavado abundante del ojo

Es importante aclarar abundantemente durante los primeros segundos que siguen al accidente. La ducha ocular SIU da una importante cantidad de líquido. El limpia ojos colocado en el tarro conduce el líquido hacia el ojo evitando las pérdidas inútiles.

### El lava ojos protege contra el polvo

La protección anti polvo integrada permite conservar el lava ojos limpio. Esta protección sirve también de dispositivo de apertura.

### Bloqueable en el porta tarros mural

Gracias al porta tarros mural, la ducha ocular se beneficia de un lugar específico al alcance de todos. El tarro se abre automáticamente cuando se retira de su soporte mural y debe ser inmediatamente utilizado.

### Neutraliza el pH

La ducha ocular sellada SIU neutraliza rápidamente las proyecciones de ácido o básico paralelamente al efecto de dilución y de aclarado de la sustancia peligrosa.

Una solución de aclarado no sellada se usa sólo diluyendo y aclarando el ácido o la base lo que necesita una mayor cantidad de líquido y por consiguiente una mayor duración del aclarado.

### Plazo de caducidad

3 años el bote cerrado; en caso de uso parcial el resto no puede ser conservado y hay que instalar un tarro de repuesto.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Producto** DUCHA OCULAR

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo de ducha ocular de uso único conteniendo una solución fisiológica de lavado estéril y amortiguadora. Solución presentada en un frasco de apertura fácil equipado de un lava ojos integrado y de una protección contra el polvo. La protección contra el polvo sirve de dispositivo de apertura.

### USO

La ducha ocular SIU está destinada a la eliminación urgente de partículas extranjeras y de líquidos peligrosos proyectados en el ojo, ácidos o básicos, primeros auxilios en el lugar de trabajo.

La ducha ocular SIU permite responder a la primera fase de urgencia en el lugar del accidente antes de tener acceso a un equipo de lavado de ojos, autónomo o fijo o de llamar a un médico.

### COMPOSICIÓN

Líquido: Solución estéril, isotónica de cloruro de sodio 0,9%, amortiguado al borato de sodio para un pH neutro.

Sin conservante.

Volumen: 500 ml

Tarro: Tarro hermético en polipropileno fabricado según la técnica « Blow-Fill-Seal ».

Lava ojos en polipropileno semitransparente. .

Protección anti polvo en plástico verde (ABS).

Dimensiones del tarro: Diámetro: 66 mm Altura: 235 mm.

## **ETIQUETADO**

En el tarro: dirección del fabricante.

Número de teléfono y de fax, e-mail

Nombre del producto

Numero de referencia

Numero de lote

Fecha de caducidad

Marcaje CE con notificación de contenido

Estéril

Uso único

Modo de empleo

Código de barras

Sobre el envase de transporte: Nombre del fabricante, dirección, número de teléfono y fax.

Nombre del producto

Número de referencia

Número de lote

Fecha de caducidad

Código de barras

Número de productos por envase

## **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

+2°C a +40°C. No congelar.

Almacenar en el envase de origen, para una protección máxima hasta la fecha de caducidad.

## **ACCESORIOS**

Porta tarro mural para ducha ocular para un almacenaje apropiado.

Sirve también de sistema antirrobo.

## **APROBACION**

Aprobado por:

Yvonne Törnevik *Responsable seguro calidad del fabricante.*

Fecha: 05-07-2002

*"Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, basadas en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas a título indicativo y en consecuencia, no pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad."*